



GCS DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM)³

R1-b-G-ENR 02

Date d'application :
2023-11-25

CATALOGUE DES ANALYSES SIMPLIFIE

Version : 20

EXAMENS SANGUINS

ANALYSES	TUBE	ANALYSES	TUBE	ANALYSES	TUBE	ANALYSES	TUBE
ACIDE URIQUE		CREATININE		IMMUNOFIXATION		RESERVE ALCALINE	
ACTIVITE ANTI-XA HNF		CRP		IONOGRAMME		RUBEOLE SEROLOGIE	
ACTIVITE ANTI-XA HBPM		D-DIMERES		LDH		SCHIZOCYTES	
ALAT (TGP), ASAT (TGO)		DIGOXINE		LH		SODIUM	
ALBUMINE		EBV SEROLOGIE		LIPASE		SYPHILIS SEROLOGIE	
ALCOOL		ELECTROPHORESE PROTEINES		LYME SEROLOGIE		TCA, TCK	
AMMONIEMIE ❄️ 🚚		FACTEURS DE COAGULATION		MAGNESIUM		TEST DE COOMBS DIRECT	
ANTICORPS ANTI HBC (VHB)		FER		MYOGLOBINE		TOXOPLASMOSE	
ANTIGENE HBS (VHB)		FERRITINE		NUMERATION FORMULE		TP/INR	
ANTICORPS ANTI HBS (VHB)		FIBRINOGENE		OESTRADIOL		TRANSFERRINE	
BILAN LIPIDIQUE		FSH		PALUDISME recherche		TRIGLYCERIDES *	
BETA 2 MICROGLOBULINE		GAMMA GT		PARACETAMOL		TROPONINE	
BETA HCG		GAZ DU SANG 🚚 (+ calcium ionisé + lactate)		PHOSPHORE		TSH, T3L, T4L	
BILIRUBINE TOTALE, DIRECTE		GLYCEMIE *		PHOSPHATASES ALCALINES		UREE	
NT-pro BNP		GROUPE SANGUIN		PLAQUETTES si agrégats		VIH SEROLOGIE	
CALCIUM		HAPTOGLOBINE		POTASSIUM		VITAMINE B12 Bergerac	
CHLORE		HEPATITE A IgM		PROCALCITONINE (PCT)		VITAMINE B12 Marmande	
CHOLESTEROL TOTAL HDL/LDL *		HEPATITE B SEROLOGIE		PROGESTERONE		VITAMINE D Bergerac	
CLAIRANCE CREATININE CALCULEE		HEPATITE C SEROLOGIE		PROTEINES PLASMATQUES		VITAMINE D Marmande	
CMV SEROLOGIE		HEPATITE E IgM		PSA-PSA LIBRE Bergerac		VS	
CK (ou CPK)		HEMOGLOBINE GLYQUEE (HbA1c)		PSA-PSA LIBRE Marmande			
		IgA, IgG, IgM dosage pondéral		RAI			

Tube EDTA	
Tube héparinate de sodium	
Tube Citrate	
Tube sec avec gel	
Tube fluorure de sodium	
Tube héparinate de Li avec gel	
Tube héparinate de Li sans gel	

Conservation et transfert à +4°	
Transport rapide (< 15 minutes pour ammoniémie)	
A jeun (12h au minimum)	
Transport à l'abri de la lumière	
 Toute analyse réalisée sur un autre site nécessite un tube dédié supplémentaire	
Analyses réalisées sur le site de Langon	
Analyses réalisées sur le site de Bergerac	
Analyses réalisées sur le site de Marmande	
Analyses réalisées sur les 3 sites	

EXAMENS URINAIRES

LIBELLES ANALYSES	TUBE
URINES FRAICHES	
ANTIGENE <i>S. PNEUMONIAE</i>	
ANTIGENE <i>LEGIONELLE</i>	
CBU	
GLYCOSURIE	
MICROALBUMINURIE	
PROTEINURIE	
TOXIQUES	

LIBELLES ANALYSES	TUBE
URINES DES 24 HEURES : Noter la diurèse	
CALCIUM-PHOSPHORE	Pot marron
CREATININE	
GLYCOSURIE/24H	
IONOGRAMME (Na, K)	
MICROALBUMINURIE	
IMMUNOFIXATION	
PROTEINURIE/24h	
UREE	

Envoi du pot marron possible pour les urines de 24h

Tube à urine sec : chimie	
Tube à urine acide borique : bactériologie	

LISTE NON EXHAUSTIVE, POUR TOUTE AUTRE DEMANDE CONSULTEZ LE MANUEL DE PRELEVEMENT : <http://gcs-lbm3.manuelprelevement.fr>